



TR 1000

Silla de ducha

Hygiene Equipment
Designed for People

Guía rápida para la silla de ducha



Posición	Descripción
1	Columnas de elevación
2	Asiento de la silla
3	Respaldo de la silla
4	Reposacabezas de la silla
5	Reposabrazo(s) plegable(s)
6	Reposapiernas
7	Orinal incl. tapa (opcional)
8	Mando, arriba/abajo y reclinación
9	Pack de baterías extraíble
10	Apoyabrazos cerrado frontalmente (montado de fábrica)
11	Rueda(s) gemelas con frenos
12	Empuñadura
13	Reposapiés, plegable y regulable en altura (opcional)
14	Botón de parada de emergencia
15	Cinturón de seguridad
16	Base del chasis
17	Hebillas de sujeción del pack de baterías

Carga máxima de trabajo: 200 kgs





TR 1000

Silla de ducha

Hygiene Equipment
Designed for People

Guía rápida para la silla de ducha



- Únicamente personal que ha leído y entendido todos los procedimientos operativos y de seguridad puede usar esta silla de ducha.
- El cinturón de seguridad debe estar abrochado alrededor del usuario en todo momento.
- Nunca dejar al usuario desatendido.
- Las ruedas deben estar frenadas antes de iniciar una transferencia desde y hacia la silla.
- El usuario debe posicionarse de forma cómoda en la silla, con los reposabrazos plegados.
- Asegurar que todas las partes que pueden entrar en contacto con el usuario están intactas y sin bordes afilados.
- Asegurar que la silla puede ser movida, elevada, bajada y reclinada de forma segura para evitar lesiones al usuario.
- Manejar la silla cuidadosamente al transportar usuarios a través de pasillos estrechos o por superficies irregulares.
- El cargador de baterías TR es el único aprobado para cargar.
- No usar el cargador de baterías en zonas húmedas - riesgo de descarga eléctrica.
- Se recomienda que el pack de baterías se cargue diariamente o siempre y cuando la silla no esté en uso. Las baterías no se pueden sobrecargar.
- Controlar que los frenos no estén dañados.
- Asegurar que todos los detalles están en su lugar y en buen estado, y que todos los tornillos están en su sitio.
- Las superficies acolchadas deben mantenerse bien mantenidas y en su lugar.
- La silla debe ser inspeccionada visualmente para detectar los signos de desgaste. LA silla no debe ser usada si se detectan defectos. Se requerirá un servicio inmediato.

Aviso: Nunca usar la silla de forma que difiera de las precauciones de seguridad y de los procedimientos operativos detallados en el Manual de Uso. El equipo no debe ser operado por nadie hasta que el usuario haya leído y entendido las instrucciones del Manual de Uso.

**Para más información vea el Manual de Uso.
(English version)**

Made in Sweden

Manufactured by: TR Equipment AB
Rundelgatan 2
573 35 Tranås
Sweden



Intertek



Intertek



Registered at Medical Products Agency,
Sweden, as MD Class 1, MDD 93/42EEC.

Head office

TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com

Group Subsidiaries

TR Group Inc, US, Phone: +1 (800) 752 6900
TR Equipment Ltd, UK, Phone: +44 (0) 844 335 8386
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Phone: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT