



TR 1700

Höj- & Sänkbart Badkar

Hygiene Equipment
Designed for People

Quick guide



| | |
|---|--|
| 1 | Termostatblandare |
| 2 | Duschhandtag |
| 3 | Bräddavlopp och avloppsstängning/öppning |
| 4 | Aluminiumpelare |
| 5 | Ställbara fötter |
| 6 | Handkontroll för höjinställning |
| 7 | Ställdon |

För ytterligare information se Bruksanvisningen.

Max brukarvikt: 150 kg

Head office
TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com

Group Subsidiaries
TR Group Inc, US, Phone: +1 (800) 752 6900
TR Equipment Ltd, UK, Phone: +44 (0) 844 335 8386
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Phone: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT