

TR COMFORTLINE II

Spa / Jakuzi



Teknik Özellikler

Uzunluk	2080 mm / 82"
Genişlik	780 mm / 31"
Kaldırma hızı	12 mm/s / 0.5 inch/s
Yükseklik aralığı	650 - 1000 mm / 26" - 40"
Güç Kaynağı	230 V, 50 Hz, 10A / 110V, 60 Hz
Ağırlık	100 KG / 220 lbs
Su Kapasitesi	yaklaşık 180 litre / 48 gallon



TR Comfortline II - Spa / Jakuzi

FONKSİYONEL - PRATİK - KOLAY KULLANIM

TR Comfortline II yükseklik ayarlı bakım küveti, çeşitli aksesuarlarıyla rahatlatıcı bir banyo keyfi sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. TR9650 taşıma lifti ile kullanılabilir özellikte olması, yürümekte zorluk çeken kullanıcıların, küvetin her iki yanından içerisine indirilmesine olanak tanımaktadır. Ergonomik tasarımı sayesinde kullanıcılara en üst seviyede rahatlık sağlar. Kolay kurulum özelliği sayesinde banyonuzda kolayca yerleştirilir.

Basit kullanım özellikleri ve ergonomik hatlarıyla temizliği ve bakımı kolaydır.

BANYODAN ÇOK DAHA FAZLASI – üstün özellikleriyle çok daha rahatlatıcı bir banyo keyfi sunar

Sade tasarımının yanı sıra, opsiyonel özellikleri sayesinde kullanıcılara çok farklı ve rahatlatıcı bir banyo deneyimi sunar.



AYARLANABİLİR AIR SPA – Entegre jetlerden sağlanan hava kabarcıkları kan dolaşımını hızlandırır ve kullanıcı için rahatlatıcı bir banyo ortamı oluşturur.

RENKLİ LED IŞIKLANDIRMA – Küvet içerisine yerleştirilmiş LED ışık kaynaklarından farklı dalga boyunda renklerde ışık vererek rahatlatıcı bir ortam sağlar.

MÜZİK SİSTEMİ – Entegre MP3 Player, Smart Kart ve küvet etrafına yerleştirilmiş 8 adet hoparlör sayesinde istediğiniz müziği dinleme imkanı sunar.



TR EQUIPMENT

TR EQUIPMENT AB
TR GROUP INC.
TR EQUIPMENT UK LTD.

P.O Box 116, S-573 22, TRANÅS, SWEDEN
903 WEDEL LANE, GLENVIEW, ILLINOIS 60025, USA
10 JURY STREET, WARWICK, CV34 4EW, ENGLAND

Phone: +46 140-38 50 60
Phone: 800-752-6900
Phone: +44 844 335 8386

Fax: +46 140-38 50 61
Fax: 847-724-8566
Fax: +44 844 335 8383

www.trequipment.com

TR COMFORTLINE II


Spa / Jakuzi

Özellikler

- Yenilikçi tasarım
- Kolay kullanım özelliği
- Küvete 3 kenardan kolay erişim
- Kompakt tasarım
- Ergonomik küvet tasarımı
- Kolay bakım ve temizlik
- TR9650 mobil lift ile uyumlu
- Duvara veya yere sabitleme gerektirmez

Standart donanım:

- Kolay kullanım sağlayan elektrikli yükseklik ayarı
- Isı limitli termostatik karıştırıcı
- Uzun duş hortumu
- Taşma gideri üzerinden kontrol edilebilen gider tıpası
- Yüksek kalite güçlendirilmiş fiberglas yapı
- Standart beyaz renk
- Çift, krom tutma kolu
- Çıkarılabilir ve üç farklı konuma sabitlenebilir ayak desteği
- Tesisat bağlantısı için güçlendirilmiş hortumlar
- Geniş, paslanmaz çelik, yükseklik ayarlı ayaklar.



TR9650 taşıma lifti sayesinde, hareket etmekte zorluk çeken kullanıcılar Buldukları yerden kolaylıkla ve güvenle alınıp küvet içerisine indirilebilir.



Küvet ve küvet kenarları isteğe bağlı olarak RAL renklerinde üretilebilir.

Comfortline II Seçenekler:

- Temizlik / dezenfeksiyon sistemi
- 2 farklı seviyede otomatik dolun özelliği
- Küvet ve kenar koruyucular için farklı renk seçenekleri
- Boyun yastığı
- Sabit yükseklik (ECOLINE)

Spa Seçenekleri:

- Hava kabarcıkları sağlayan entegre Spa Jet sistemi.
- Küvet içi LED aydınlatma
- Entegre MP3 Player (Smart Card, 8 Hoparlör)

TR önceden belirtmeksizin tasarım değişikliği ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.



LOTUS MDC / ZİYA GÖKALP CAD. NO:66/6 KOLEJ / ÇANKAYA / ANKARA
TEL: +90 312 434 10 60 FAKS: +90 312 434 10 80
www.lotusmdc.com

Distribütör:

TR EQUIPMENT

TR EQUIPMENT AB
TR GROUP INC.
TR EQUIPMENT UK LTD.

P.O Box 116, S-573 22, TRANÅS, SWEDEN
903 WEDEL LANE, GLENVIEW, ILLINOIS 60025, USA
10 JURY STREET, WARWICK, CV34 4EW, ENGLAND

Phone: +46 140-38 50 60
Phone: 800-752-6900
Phone: +44 844 335 8386

Fax: +46 140-38 50 61
Fax: 847-724-8566
Fax: +44 844 335 8383

www.trequipment.com