



TR 3200

Duschwagen

Hygiene Equipment
Designed for People



Das Multitalent unter den Duschwagen mit vielen Anwendungsmöglichkeiten

Der batteriebetriebene Duschwagen TR 3200 (200 kg Patientengewicht), ist mit seiner seitlich angebrachten Säule einzigartig und ermöglicht es, mit der Liegefläche weiter über das Bett zu fahren, um eine sichere und einfache Aufnahme des Bewohners zu gewährleisten.

Den TR 3200 gibt es in zwei verschiedenen Größen
Standard 1950 x 695 mm oder als Option
Lang 2150 x 795 mm.



Registered at Medical Products
Agency, Sweden,
as a MD Class 1 product,
MDD 93/42EEC.

TR reserves the right to make
design changes and/or
improvements without notice.



Der höhenverstellbare Duschwagen TR3200 erleichtert dem Pflegepersonal die tägliche Arbeit und hilft durch eine ergonomische Arbeitsweise Rückenerkrankungen vorzubeugen. Der Duschwagen unterstützt durch seine Bauart einen einfachen und sicheren Patiententransfer auf die Liegefläche. Diese bietet eine sichere Umgebung für die Patientenbehandlung sowohl für den Bewohner, als auch für die Pflegekraft.



TR EQUIPMENT



TR 3200

Duschwagen

Hygiene Equipment
Designed for People



Eigenschaften

- Konzipiert für eine einfache Reinigung und Desinfektion.
- Maximales Patientengewicht 200 kg.
- Großer Pflegebereich Breite 640 oder 740 mm.
- Stabiles Design für leichten und sicheren Transfer.
- Hohe Stabilität durch einen niedrigen Schwerpunkt des Fahrgestells.
- Neigungsverstellung der Liegefläche in beide Richtungen möglich.
- Reduzierung der Wagenbreite durch Ankippen der Seitengitter
- Bodenfreiheit 168 mm, zum Unterfahren des Duschwagens mit einem Lifter.
- Leise und sanfte Höhenverstellung des Duschwagens.
- Trendelburg- / Schocklage durch Kippen der Liegefläche
- Neigungsverstellung der Liegefläche in beide Richtungen möglich
- Fahrgestell und Rahmen aus pulverbeschichtetem Edelstahl.
- Akustisches Signal, wenn die Akkus geladen werden müssen.
- Der Lieferumfang beinhaltet Standard ein Ladegerät mit innovativem EASY-PLUG- MAGNETADAPTER als Abrisschutz, Duschauflage, Nackenkissen, sowie einen Abflussschlauch 1 Meter lang.
- TR 3200 ist Standard mit eingebauten Akkus ausgestattet. Als Option gibt es den TR 3200 auch mit einem Wechselakku.



Kabelhandbedienung für Höhen- und Neigungsverstellung



Doppelnrolle D=100 mm
2 mit Bremse, 2 mit Geradeauslauf



Flexibler Abflussschlauch mit Halter

Technische Details

Länge	Standard 1950 mm, Lang 2150 mm
Breite	Standard 695 mm, Lang 795 mm (Oberkante Seitengitter)
Höhe	Min 500 mm. Max 900 mm
Nutzlast Bewohner	200 kg (440 lbs)
Rahmen / Gestell	Edelstahl pulverbeschichtet
Rollen	2 Doppelrollen D=100 mm mit Bremse, 2 Doppelrollen D=100 mm mit Geradeauslauf.
Bedienung	Kabelhandbedienung für Höhen- und Neigungsverstellung
Matratze und Kissen	Flammhemmendes Material Farbe blau
Batterien	Aufladbare Akkus 24 V, 2 x 7 Ah fest verbaut als Option Wechselakku; 1 x 24 V, 5 Ah

Modell mit eingebauten Akkus

TR 3200	Standardlänge	1950 x 695 mm
TR 3200 L	Option Lang	2150 x 795 mm

Modell mit Wechselakku

TR 3200 R	Standardlänge	1950 x 695 mm
TR 3200 RL	Option Lang	2150 x 795 mm

Zubehör / Optionen

- Keilkissen 15 oder 30 Grad
- Wechselakku anstatt fest verbauten Akkus Liegeauflage und Nackenkissen in der Farbe grau
- Befestigungsbänder für die Matratze an den Seiten-, Fuss- und Kopfgittern
- Langer Abflussschlauch L=2,5 Meter

Abmessungen (mm)

