



TR Comfortline

Höj- och sänkbart badkar

Hygiene Equipment
Designed for People

TR Comfortline, Höj- och sänkbart badkar

Det fristående, höj- och sänkbara Comfortline badet är designat för att ge användaren en totalupplevelse när det gäller välbefinnande och nöje. Men många olika tillbehör, så som LED ljussystem, musik med fyra högtalare (AUX och bluetooth), autofill, rengöringssystem samt justerbart luft SPA system.



CE

Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDD 93/42EEC.

TR reserves the right to make design changes and/or improvements without notice.



I kombination med TR 9650 Kombilyft är Comfortline lättillgänglig från båda långsidorna för funktionshindrade. Vårdgivaren får en ergonomisk fördel tack vare badets funktion och design, samtidigt som hela badprocessen blir effektiv. Enkel installation gör att badet är lättplacerat i de flesta våtutrymmen.

De enkla funktionsknapparna och badets design underlättar rengöring och underhåll.



TR EQUIPMENT



TR Comfortline

Höj- och sänkbart badkar

Hygiene Equipment
Designed for People

Funktioner


- Innovativ och attraktiv design
- Användarvänligt - Snabb installation
- Enkel åtkomlighet från tre sidor
- Kompakt design och lättplacerat
- Ergonomisk badkarsform
- Enkelt att rengöra och underhålla
- Lyfthjälpmedelanpassat (TR 9650 Kombilyft)
- Fristående, ingen förankring i golv eller vägg

Standard utrustning

- Ställdon för steglös höj- och sänkning
- Termostatisk bad och duschblandare
- Handdusch med lång duschslang
- Breddavlopp med "pop-up" avlopp inkl. avloppsslang
- Hög glasfiberkvalitet på kar och kjol
- Vitt som standard
- Två kromade grepphandtag
- Ställbart fotstöd i tre olika lägen. Även löstagbart
- Förstärkta installations slangar
- Två breda ben i rostfritt stål med justerbara fötter



Tillbehör Comfortline

- Rengöringssystem
 - Autofill, nivåkontroll med automatisk avstängning
 - Badkar och kjol i olika RAL färger (anges vid beställning)
- 
- Badkar med fast höjd - ECOLINE
 - FMM Antibactus termostat (Legionella)
 - Termostat Grohe 2000, med "Grohe CoolTouch system"
 - Förlängningsslangar för installation åt motsatt håll.

Wellness/Välbefinnande tillbehör

- Justerbart luft SPA som stimulerar blodcirkulationen
- LED ljus system som ändrar vattnet till olika kulörer
- Musik med fyra högtalare AUX och bluetooth.

Applikations exempel


I kombination med TR 9650 mobila Kombilyft erhålls en säker förflyttning, och säkert utförande under hela badprocessen för både användaren och vårdgivaren. Användaren lämnar inte stolen eller liggplattan under hela badprocessen.



Specifikationer

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Längd | 2080 mm |
| Bredd | 780 mm |
| Maxlast | 150 kg |
| Lyfthastighet | 8 mm/s |
| Höjd till badkarskant | 650 - 1000 mm |
| Strömförsörjning | 230 V, 50 Hz, 10 A |
| Vikt (tomt) | ca. 100 kg |

Mått (mm)



Head office

TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com



TR EQUIPMENT