



TR 9651 hastaların güvenli ve kolay biçimde bulundukları yerden kaldırılmalarını, nakledilmelerini ve tedavilerinin yapılmasını sağlar. TR 9651 ile hastalar yataklarından tekerlekli sandelyeden veya yerden alınarak istenilen noktaya nakledilebilir, TR 900 küvet içerisine götürülerek temizliği, tedavisi ve yataktan zahmetsizce kaldırılarak çarşaf değişimi yapılabilir. TR 9651 lift sistemi, akut ve uzun dönem hasta tedavilerinde her türlü ihtiyacı karşılaması amacıyla değişik konfigürasyonlara kolayca dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmıştır.

TR 9651 in aşağı yukarı yükseklik ayarı elektrik motoru ile sağlanır. Şarjlı bataryaları, ayak kontrol kumandalı lifte enerji sağlar. Ayakla kontrol sayesinde bakıcının elleri boşta kalır ve hastayla ilgilenebilir. TR 9651 yavaş, güvenli, sessiz ve sarsıntısız çalışır. Geniş bir çalışma alanı sağlar. Yüksek kapasiteli bataryası sayesinde tekrar şarj edilmeden saatlerce kullanılabilir. Bataryalar aşırı şarj edilmeye karşı korumalıdır. Manyetik şarj cihazı sayesinde, şarj cihazına gelebilecek zararlar önlenmekle birlikte şarj işlemi zahmetsizce yapılabilmektedir.

TR 9651 yatak veya küvet hizasına gelince (bir engelle karşılaşınca) otomatik olarak durur. Liftin ayakla kontrol edilebilen acil durdurma butonu vardır. Yere yakın şasisi sayesinde alçak yatakların altına bile kolaylıkla girer.

Kolay ve güvenli transfer sağlamak amacıyla iki adet frenli ve iki adet düz çizgi ilerleme sistemine sahip dört adet ikiz tekerleği vardır.

TR 9651 hasta taşıma lifti vasıtasıyla hasta yataktan alınarak, TR 900 hasta yıkama ve yanık tedavi küveti içerisine yerleştirilip yıkanması veya tedavisi yapılır. Bu iki cihaz birbiri ile tam uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Otomatik durdurma sistemi sayesinde herhangi bir sebeple kaldırma kayışının arızalanması durumunda sedyenin yere düşmesi engellenmektedir.

TR 9651 lift sistemi, akut ve uzun dönem hasta tedavilerinde her türlü ihtiyacı karşılaması amacıyla değişik konfigürasyonlara kolayca dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Farklı ihtiyaçlar için farklı modelleri bulunmaktadır;

- SEDYE LİFT

Art no: 0542010

Sedye, hastayı yatar durumda nakletmek ve tedavisini gerçekleştirmek için kullanılan üç parçalı yumuşak su geçirmez elastomerden yapılmıştır. Sedye üzerindeki güvenlik destek demiri ve iki adet emniyet kemerleri vasıtasıyla hastanın güvenliği sağlanır.

Ayarlanabilir sırt ve ayak bölümü sayesinde hastanın konumu transfer veya tedavi esnasında dahi rahatça konumlandırılabilir.

Çıkarılabilen yan sedye parçaları sayesinde zahmetsizce sedyeden sandalyeye dönüştürülebilir. Herhangi bir alet kullanımı gerektirmez.



- SANDALYE ve HİJYENİK KOLTUK

Art no: 0542020-0542030

Çıkarılabilen yan sedye parçaları sayesinde istenildiği zaman sandalye& hijyen seti, istenildiği zaman ise sedye olarak kullanılabilir. Bu işlem için herhangi bir alet kullanımına gerek yoktur.

Hijyen seti ile hastanın tuvalet ihtiyacını güvenli ve hijyenik bir biçimde görmesi sağlanır.

Kol/ sırt destekleri ve emniyet kemerleri hastayı sararak güvenliğini sağlar. Sedyenin baş yastığı vardır.



-DİJİTAL TARTI

Dijital tartı hastaların ağırlıklarının kg olarak görülebilmesini ve takip edilebilmesini sağlar. Tartı paslanmaz çelik yapıdadır.



TR 9651 Teknik Özellikler

Maksimum yük kapasitesi: 150 kg

Kaldırma yükseklik aralığı: 200 mm - 965 mm

Aşırı yük güvenliği: Devre kesici sistemli

Şarj edilebilir batarya: 24V batarya şarj aleti

Tekerler: İki adet frenli ve iki adet düz çizgi ilerleme sistemine sahip dört adet ikiz tekerlek

Şase: Paslanmaz ve kaplanmış çelik

Sedye: Güvenlik kemerleri, kol destekleri, opsiyonel yastık

Şasi Boyutları: 1730 mm (y) x 810 mm (g) x 880 mm (u)

Sedye Boyutları: 455 mm (g) x 1955 mm (u)

Yanık Tedavisi ve Hijyen Çözümleri İçin Tasarım...